


アライナーを適切に取り扱い、破損を防ぐにあたってのご案内です。

### アライナーの取扱い上、必ずお守りください:


1. 各アライナーは、担当医師の指示に従い、1日あたり20～22時間装着してください。
2. アライナーを取り扱う前に、必ず石鹸で手洗いしてください。
3. アライナーの取扱いは、必ず1つずつ行うようにしてください。
4. アライナーをパッケージから取り出した後は、水ですすいでください。

### アライナーのご使用方法について

1. アライナーは、段階に応じて、次の番号がレーザー印字されています。  
＜上段＞・あなたの症例番号  
＜下段＞・上顎は「U」、下顎は「L」  
・それぞれのステージ番号
2. 上顎用、下顎用、それぞれのステージ番号が正しいかを確認してください。



3. アライナーは上下顎、どちらから先に装着しても構いませんが、アライナーを付けるときは、指先(指の腹)でゆっくりと均一に力を加えてください。



4. アライナーを装着している状況で、食事などは行わないでください。破損の原因となります。  
注意: 強い痛みや激しい不快感などを感じた場合、使用を中止し、担当医にご相談ください。